



## 服务备件包

### MTS Criterion®电子万能试验机

试验设备的可靠性决定了试验室的生产效率，设备的意外停机不仅影响试验的进度，还会极大消耗不必要的成本。为了尽可能延长设备的持续工作时间，让试验系统时刻保持最佳的工作状态，请选择MTS系统公司针对MTS Criterion电子万能试验机产品的服务备件包。

根据不同层次的持续工作时间需要，MTS推荐用户选择不同的服务备件包组合，那些被定义为重要、关键或者日常的维护与保养备件分门别类地组合在一起，用户也可以根据需要单独购买个别的产品备件。这样，试验室管理人员可以根据需要，选择最佳的维护与保养备件产品服务。

所谓被分类为“关键”的备件包是指那些出现问题会直接影响设备使用的备件，或者这类备件的订货周期相对较长。而被分类为“重要”的备件是指那些出现问题会影响持续工作时间或者性能的备件，而被分类为“日常”的备件是指测试系统一般例行维护时才需要使用的备件。

设备的意外停机将损失大量的成本和金钱，所以需要有预见性地维护与保养，并且选择合适的备品备件策略，才能够有效延长设备的持续工作时间。试验室的管理人员需要制定解决意外问题的预案来防范于未然。

be certain.

## 服务备件包

MTS CRITERION	零件号
备件组合 - C41.103	100-281-203
备件组合 - C42.503	100-238-165
备件组合 - C43.104	100-238-170
备件组合 - C43.304	100-238-171
备件组合 - C43.504	100-238-172
备件组合 - C44.104	100-238-173
备件组合 - C44.304	100-238-184
备件组合 - C45.105	100-238-186
备件组合 - C45.305	100-258-155
备件组合 - C45.504	100-238-185
备件组合 - C45.504W	100-281-204
备件组合 - C45.605	100-281-205



美特斯工业系统(中国)有限公司  
MTS Systems(China) Co., Ltd.

上海  
电话: 021-24151000  
传真: 021-24151199

北京  
电话: 010-65876888  
传真: 010-65876777

电邮: MTSC-Info@mts.com  
<http://www.mts.com>

ISO 9001 Certified QMS

MTS 和 MTS Criterion 是 MTS 系统公司在美国的注册商标, 这些商标在其他国家和地区也受到法律保护。  
RTM No. 211177.

© 2020 MTS Systems Corporation.  
100-567-770 SparePartsPkg/CriterionEM\_ZH 4/20